

WatchPAT™ ONE

Test monouso per la diagnosi domiciliare delle apnee del sonno

Programma WatchPAT™ ONE Green

Per partecipare al programma WatchPAT™ ONE Green*, dopo aver completato l'esame del sonno non resta che:

1. Rimuovere la batteria e riporre il dispositivo WatchPAT™ ONE nella sua scatola.
2. Visitare il sito www.itamar-medical.com/greenprogram, compilare il modulo e stampare l'etichetta di reso prepagata.
3. Applicare l'etichetta sulla scatola da rispedirci in modo completamente gratuito.

Grazie per aver contribuito a rendere il mondo più verde!
*Il programma WatchPAT™ ONE Green è disponibile in determinati Paesi.

⚠ Note importanti:

- WatchPAT™ ONE è indicato per i pazienti con sospetti disturbi respiratori legati al sonno.
- WatchPAT™ ONE è monouso. Riutilizzare prodotti monouso può causare contaminazione crociata.
- In caso di incidente grave, contattare il proprio medico e l'assistenza di Itamar per ricevere ulteriori istruzioni.
- Temperature di conservazione e di funzionamento: 0 °C - 40 °C
- Non tentare di collegare o scollegare le parti dell'unità.
- Non tentare di introdurre corpi estranei nel dispositivo.
- Non provare in alcun caso a riparare il dispositivo WatchPAT™ ONE da soli.
- Il dispositivo WatchPAT™ ONE non deve causare disagio o dolore. In caso di disagio insopportabile, rimuovere il dispositivo WatchPAT™ ONE e chiamare l'Help Desk.
- Ispezionare visivamente la batteria prima di inserirla, per verificare che non presenti rigonfiamenti, incrinature, perdite o altri difetti.
- Prima di utilizzare WatchPAT™ ONE il paziente deve essere formato dal personale clinico.



Per istruzioni video dettagliate visitare:
watchpatone-howtouse.com



Per eventuali domande è possibile contattare l'Help Desk di ZOLL Itamar™
Medical al numero:
1-888-748-2627

REF DM2192470 Rev.5 2023-12

ZOLL itamar

Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Israele
T: +972-4-6177000,
F: +972-4-6275598

Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main,
Germania

MD

lp.itamar-medical.com/symbols-glossary



2797

WatchPAT™ ONE

Test monouso per la diagnosi domiciliare delle apnee del sonno



Istruzioni dettagliate

Leggere il codice QR riportato in basso per scaricare l'applicazione WatchPAT™ ONE.



ZOLL itamar



Queste istruzioni dettagliate mostrano come usare correttamente il test per la diagnosi domiciliare delle apnee del sonno WatchPAT™ONE.

Prima di applicare WatchPAT™ONE:

- + Assicurarsi di avere a disposizione il proprio smartphone, l'accesso a internet, il dispositivo WatchPAT™ONE e il codice PIN.
- + Togliere gli indumenti stretti, i gioielli e gli accessori.
- + Selezionare un dito della mano non dominante, tranne il pollice (in caso di dita grandi, usare il mignolo).
- + Tagliare l'unghia e rimuovere lo smalto o l'unghia artificiale dal dito selezionato.

Nota: utilizzare solo batterie AAA alcaline.

Non inserire la batteria fino al momento di andare a letto.

1. Scaricare sul proprio smartphone l'applicazione WatchPAT® ONE (disponibile su App Store e Google Play Store).


2. Aprire l'app WatchPAT™ONE e consentire tutte le autorizzazioni richieste, necessarie per il suo funzionamento. Estrarre il dispositivo WatchPAT™ONE dalla confezione. È possibile fare clic sul link della guida rapida per un tour dell'applicazione, che mostra come configurare il dispositivo WatchPAT™ONE.

Quando si è pronti, premere il pulsante "Begin setup" (Avvia la configurazione).

Begin setup

3. Inserire la batteria nel dispositivo WatchPAT™ONE.

Al termine, premere >.



4. Preparazione:

- Assicurarsi che il telefono rimanga collegato alla presa di alimentazione durante la notte e non sia in modalità aereo.
- Spegnerne tutti i dispositivi elettronici non necessari presenti nella stanza.
- Assicurarsi che il telefono non si trovi a più di 5 metri/15 piedi dal dispositivo WatchPAT™ONE.
- Sono necessarie almeno 6 ore di registrazione dei dati.

5. Inserire il codice PIN di 4 cifre ricevuto dallo studio del proprio medico o dal fornitore e premere >.



6. Indossare il dispositivo WatchPAT™ONE sulla mano non dominante. Assicurarsi che non sia troppo stretto, né troppo allentato.

Al termine, premere >.




7. Se il dispositivo WatchPAT™ONE include un sensore toracico:

- Se necessario, rasare i peli del petto per assicurarsi che il sensore sia fissato direttamente alla pelle.
 - Far scorrere il sensore toracico attraverso la manica e fino all'apertura del collo.
 - Staccare la carta bianca dal retro del sensore.
 - Fissare il sensore al centro dello sterno, subito sotto l'incavo soprasternale.
 - Si raccomanda di fissare il sensore in posizione con l'impiego di nastro adesivo medico.
- Al termine, premere >.



8. Inserire il dito scelto per il test all'interno della sonda, fino in fondo. Assicurarsi che l'adesivo con la dicitura TOP sia visibile guardando il dorso della mano.

Spingere la punta della sonda contro una superficie dura (ad esempio un tavolo) e tirare indietro lentamente la linguetta TOP per rimuoverla dalla sonda.



9. Fare clic sul pulsante "Start recording" (Inizia la registrazione) per iniziare lo studio del sonno. Assicurarsi di lasciare lo smartphone collegato al caricabatterie.

Start recording

10. Al mattino, premere il pulsante "Stop recording" (Termina la registrazione) e attendere che il dispositivo WatchPAT™ONE completi la trasmissione dei dati. Una volta completata la trasmissione dei dati, si riceverà un messaggio di congratulazioni.

Stop recording

Close App

Dopo aver ricevuto il messaggio, premere "Close App" (Chiudi l'app).

11. Rimuovere il sensore toracico, la sonda e il dispositivo WatchPAT™ONE. Smaltire il dispositivo WatchPAT™ONE in conformità alle normative locali.