

WatchPAT™ ONE

Test d'apnée du sommeil à domicile et à usage unique

Le programme vert WatchPAT™ ONE

Pour participer au programme vert WatchPAT™ ONE, une fois que vous aurez fini votre test du sommeil, voici tout ce qu'il vous reste à faire :

1. Retirez la pile de l'appareil WatchPAT™ ONE et remettez l'appareil dans sa boîte.
2. Rendez-vous sur www.itamar-medical.com/greenprogram. Remplissez le formulaire et imprimez l'étiquette de retour prépayée.
3. Collez l'étiquette sur la boîte et renvoyez-la-nous — c'est entièrement gratuit.

Merci de contribuer à un monde plus vert !

* WatchPAT™ ONE Green est disponible dans certains pays.

⚠ Remarques importantes :

- WatchPAT™ ONE est indiqué chez les patients suspectés de présenter des troubles respiratoires du sommeil.
- Le WatchPAT™ ONE est à usage unique. La réutilisation de produits à usage unique peut provoquer une contamination croisée.
- En cas d'incident grave, contactez votre professionnel de santé et le service après-vente d'Itamar pour recevoir de nouvelles instructions.
- Températures de stockage et de fonctionnement 0°C - 40°C
- Ne pas tenter de brancher ou de débrancher une partie quelle qu'elle soit de l'unité.
- Ne pas introduire de corps étranger à l'intérieur de l'appareil.
- Ne jamais, en aucun cas, tenter de réparer le WatchPAT™ ONE par vous-même.
- Le dispositif WatchPAT™ ONE ne doit causer aucune gêne ni douleur. En cas de gêne intolérable, retirez le WatchPAT™ ONE et appelez le service d'assistance.
- Inspectez visuellement la pile avant son insertion pour vous assurer qu'elle n'est pas gonflée, fissurée, qu'elle ne fuit pas ou qu'elle ne présente pas d'autre défaut.
- Avant d'utiliser le WatchPAT™ ONE, le patient doit être formé par le personnel clinique.

REF 0162193071 Rev.5 2023-12

Pour accéder à un tutoriel vidéo étape par étape, rendez-vous sur watchpatone-howtouse.com



Si vous avez des questions, contactez le service d'assistance de ZOLL Itamar™ au : **1-888-748-2627**

ZOLL itamar



Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, BP 3579
Caesarea 3088900, Israël
T : +972-4-6177000
F : +972-4-6275598



Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Allemagne



lp.itamar-medical.com/symbols-glossary

2797

WatchPAT™ ONE

Test d'apnée du sommeil à domicile et à usage unique



Guide d'instructions étape par étape

Scannez le QR code ci-dessous pour télécharger l'application WatchPAT™ ONE



ZOLL itamar

WatchPAT™ONE | Guide d'instructions étape par étape | Test d'apnée du sommeil à domicile et à usage unique

Ce guide vous montre étape par étape comment utiliser correctement le test d'apnée du sommeil à domicile WatchPAT™ONE.

Avant d'utiliser WatchPAT™ONE :

- Assurez-vous de disposer d'un accès Internet, de votre téléphone, d'un appareil WatchPAT™ONE et d'un code PIN.
- Retirez les vêtements serrés, les bijoux et les accessoires.
- Choisissez un doigt de votre main non dominante, à l'exception du pouce (si vos doigts sont épais, utilisez le petit doigt).
- Coupez l'ongle et retirez tout vernis à ongles ou ongle artificiel du doigt choisi.

Remarque : Utilisez uniquement des piles alcalines AAA. N'insérez pas la pile tant que vous n'êtes pas prêt(e) à aller au lit.


1. Téléchargez l'application WatchPAT™ONE sur votre téléphone (disponible sur l'App Store et Google Play).

2. Ouvrez l'application WatchPAT™ONE et acceptez toutes les autorisations demandées. Ces autorisations sont nécessaires au fonctionnement de l'application. Sortez le WatchPAT™ONE de sa boîte. Vous pouvez cliquer sur le lien du guide rapide pour une visite guidée de l'application montrant comment configurer l'appareil WatchPAT™ONE.

Appuyez sur le bouton « Démarrer la configuration » lorsque vous êtes prêt.

Lancer la configuration

3. Insérez la pile dans l'appareil WatchPAT™ONE. Appuyez sur > lorsque vous avez terminé.



4. Préparation :

- Assurez-vous que votre téléphone reste branché toute la nuit et qu'il n'est pas en mode Avion.
- Éteignez tous les dispositifs électroniques inutiles dans la pièce.
- Veillez à conserver votre téléphone à moins de 5 mètres du dispositif WatchPAT™ONE.
- Au moins six heures d'enregistrement sont nécessaires.

5. Entrez le code PIN à 4 chiffres fourni par un professionnel de santé ou votre médecin, puis appuyez sur >.



6. Placez l'appareil WatchPAT™ONE sur votre main non dominante. Veillez à ce qu'il ne soit ni trop serré, ni trop lâche. Appuyez sur > lorsque vous avez terminé.



7. Si votre WatchPAT™ONE est équipé d'un capteur thoracique :

- Si nécessaire, coupez les poils de la poitrine afin de vous assurer que le capteur est fixé directement sur votre peau.
- Faites passer le capteur thoracique dans votre manche jusqu'à l'ouverture du cou.
- Décollez le papier blanc au dos du capteur.
- Attachez le capteur au milieu du thorax, juste sous l'incisure jugulaire du sternum.
- Il est recommandé de fixer le capteur en place à l'aide de ruban médical. Appuyez sur > lorsque vous avez terminé.



8. Insérez le doigt soumis au test entièrement dans la sonde. Assurez-vous que l'autocollant marqué TOP (haut) est visible lorsque vous regardez le dos de votre main. Poussez l'extrémité de la sonde contre une surface dure (une table, par ex.) et tirez doucement sur la languette TOP pour retirer celle-ci de la sonde.



9. Cliquez sur le bouton « Démarrer l'enregistrement » pour lancer votre étude du sommeil. Veillez à laisser votre téléphone connecté au chargeur.

Démarrer l'enregistrement

10. Au matin, appuyez sur le bouton « Arrêter l'enregistrement ». Attendez que l'appareil WatchPAT™ONE termine la transmission des données. Une fois la transmission des données terminée, un message de félicitations vous est envoyé.

Arrêter l'enregistrement

Une fois celui-ci reçu, appuyez sur « Fermer l'application ».

Fermer l'application

11. Retirez le capteur thoracique, la sonde et le WatchPAT™ONE. Veuillez mettre le dispositif WatchPAT™ONE au rebut conformément aux réglementations locales.