

WatchPAT™ ONE

Slaapapneu thuisonderzoek voor
eenmalig gebruik

WatchPAT™ ONE Groenprogramma

Dit is wat u moet doen om na uw voltooide slaaponderzoek deel te nemen aan het WatchPAT™ ONE Groenprogramma*:

1. Verwijder de batterij uit de WatchPAT™ ONE en plaats het apparaat terug in de doos.
2. Ga naar: www.itamar-medical.com/greenprogram, vul het formulier in en print het franco retouretiket uit.
3. Plak het etiket op de doos en stuur het naar ons op — geheel gratis.

Bedankt voor uw steun om de wereld groener te maken!

*WatchPAT™ ONE Groenprogramma is beschikbaar in bepaalde landen.



Belangrijke opmerkingen:

- WatchPAT™ ONE is geïndiceerd voor patiënten bij wie vermoed wordt dat ze slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen hebben.
- De WatchPAT™ ONE is voor eenmalig gebruik. Hergebruik van apparaten die voor eenmalig gebruik zijn, kan kruisbesmetting veroorzaken.
- Neem bij een ernstig incident contact op met uw zorgverlener en het servicekantoor van Itamar om verdere instructies te ontvangen.
- Opslag- en bedieningstemperaturen 0°C - 40°C
- Probeer geen enkel onderdeel van het apparaat aan te sluiten of los te koppelen.
- Plaats geen vreemde voorwerpen in het apparaat.
- Probeer in geen geval de WatchPAT™ ONE zelf te repareren.
- De WatchPAT™ ONE hoort geen ongemak of pijn te veroorzaken. Verwijder de WatchPAT™ ONE en bel de helpdesk als u ondraaglijk ongemak ervaart.
- De batterij voor het plaatsen visueel inspecteren op bol staan, barsten, lekkage of een ander defect.
- Alvorens de WatchPAT™ ONE te gebruiken dient de patiënt door het klinische personeel getraind te worden.



Kijk voor een stap voor stap
video-instructie op
watchpatone-howtouse.com



Bij vragen kunt u contact opnemen met
**ZOLL Itamar™ Medische helpdesk op:
1-888-748-2627**

ZOLL itamar



Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, Postbus 3579
Caesarea 3088900, Israël
T: +972-4-6177000,
F: +972-4-6275598



Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Duitsland



lp.itamar-medical.com/symbols-glossary

2797

WatchPAT™ ONE

Slaapapneu thuisonderzoek voor
eenmalig gebruik



Stap voor stap gebruikshandleiding

Scan de QR-code
hieronder om de
WatchPAT™ ONE app
te downloaden



ZOLL itamar

WatchPAT™ONE | Stap voor stap gebruikshandleiding | Slaapapneu thuistest voor eenmalig gebruik

Deze handleiding laat u stap voor stap zien hoe u de WatchPAT™ ONE Slaapapneu Thuistest correct gebruikt.

Voordat u de WatchPAT™ONE omdoet:

- + Zorg ervoor dat u internettoegang hebt en uw telefoon, de WatchPAT™ONE en de pincode bij de hand hebt.
- + Verwijder strakke kleding, sieraden en accessoires.
- + Selecteer een vinger aan uw niet-dominante hand, behalve de duim (als u grote vingers hebt, gebruik dan de pink).
- + Knip de vingernagel kort en verwijder nagellak of kunstnagel van de geselecteerde vinger.


Opmerking: Gebruik alleen AAA alkalinebatterijen. Plaats de batterij vlak voordat u naar bed gaat.

1. Download de app van de WatchPAT™ONE op uw mobiele telefoon (beschikbaar via Apple App Store en Google Play Store).

2. Open de WatchPAT™ONE app en accepteer alle vereiste toestemmingen. Deze toestemmingen zijn nodig om de app te laten functioneren. Haal de WatchPAT™ONE uit de doos. U kunt ook op de link naar de snelgids klikken voor een demonstratie hoe u de WatchPAT™ONE kunt instellen. Klik op de "Begin Setup"-knop als u er klaar voor bent.

Begin setup

3. Plaats de batterij in de WatchPAT™ ONE. Druk op > als dat gedaan is.



4. Voorbereiding:

- Zorg dat uw telefoon de hele nacht aangesloten is en dat de vliegtuigmodus is uitgeschakeld.
- Zet onnodige elektronische apparaten in de kamer uit.
- Zorg dat de afstand tussen uw telefoon en de WatchPAT™ONE niet meer dan 15 voet/5 meter is.
- Er is minimaal 6 uur aan gegevensregistratie vereist.

5. Voer de viercijferige pincode in die u van uw huisarts of zorgverlener hebt ontvangen en druk op >



6. Plaats de WatchPAT™ONE op uw niet-dominante hand. Let opdat het niet te strak of te los zit. Druk op > als dat gedaan is.




7. Als uw WatchPAT™ONE een borstsensoren heeft:

- Onthaar indien nodig uw borst om de sensor rechtstreeks op de huid te plaatsen.
- Voer de borstsensoren door de mouw tot aan de halsopening.
- Verwijder het witte papier aan de achterkant van de sensor.
- Plak de sensor in het midden bovenaan uw borstbeen, net onder de sternale inkeping.
- Het wordt aanbevolen om de sensor op zijn plaats te houden met behulp van medische tape. Druk op > als dat gedaan is.



8. Steek de testvinger helemaal in de probe. Zorg dat de sticker met daarop TOP zichtbaar is als u naar de rug van uw hand kijkt. Druk het uiteinde van de probe tegen een hard oppervlak (zoals een tafel) en trek voorzichtig de TOP-folie naar u toe om het van de probe te verwijderen.



9. Klik op de "Opname Starten"-knop om uw slaaponderzoek te beginnen. Zorg dat uw telefoon met de oplader verbonden is.

Start opname

10. Druk 's ochtends op de "Opname Stoppen"-knop en wacht tot de WatchPAT™ONE klaar is met de gegevensoverdracht. Na voltooiing van de gegevensoverdracht ontvangt u een bedankbericht.

Als het ontvangen is, drukt u op "Sluit app".

Stop opname

Sluit app

11. Verwijder de borstsensoren, probe en WatchPAT™ONE. Gooi de WatchPAT™ONE weg in overeenstemming met lokale regelgeving.