

WatchPAT™ ONE

Domowy jednorazowy test pod kątem bezdechu sennego

Program WatchPAT™ ONE Green

Oto wszystko, co trzeba teraz zrobić, aby wziąć udział w programie WatchPAT™ ONE Green po ukończeniu badania snu:

1. Wyjąć baterię z urządzenia WatchPAT™ ONE i włożyć urządzenie z powrotem do pudełka.
2. Odwiedzić stronę: www.itamar-medical.com/greenprogram i wypełnić formularz, a następnie wydrukować przedpłaconą etykietę zwrotną.
3. Przykleić etykietę do pudełka i odesłać je do nas — całkowicie bezpłatnie.

Dziękujemy za pomoc w dbaniu o naszą planetę!
*Program WatchPAT™ ONE Green jest dostępny w określonych krajach.



Ważne informacje:

- Urządzenie WatchPAT™ ONE wskazane jest dla pacjentów, u których podejrzewa się zaburzenia oddychania związane ze snem.
- WatchPAT™ ONE to wyrób jednorazowego użytku. Ponowne używanie produktów jednorazowych może powodować zakażenie krzyżowe.
- W przypadku poważnego incydentu należy skontaktować się ze swoim lekarzem oraz działem obsługi firmy Itamar w celu uzyskania dodatkowych instrukcji.
- Temperatury przechowywania i pracy: 0°C – 40°C
- Nie należy próbować podłączać ani odłączać żadnych części urządzenia.
- Nie próbować wprowadzać do urządzenia żadnych obcych przedmiotów.
- Pod żadnym pozorem nie podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia WatchPAT™ ONE.
- Urządzenie WatchPAT™ ONE nie powinno powodować żadnego dyskomfortu ani bólu. W razie wystąpienia niemożliwego do zniesienia dyskomfortu zdjąć urządzenie WatchPAT™ ONE i skontaktować się z działem pomocy.
- Przed włożeniem baterii należy wizualnie sprawdzić, czy nie jest spuchnięta, pęknięta, czy nie przecieka lub czy nie ma innych wad.
- Przed użyciem urządzenia WatchPAT™ ONE pacjent powinien zostać przeszkolony przez personel medyczny.



Szczegółowe instrukcje wideo znajdują się na stronie watchpatone-howtouse.com



W razie wszelkich pytań należy skontaktować się z działem pomocy medycznej ZOLL Itamar™ pod numerem telefonu:
1-888-748-2627

ZOLL itamar



Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Izrael
Telefon: +972-4-6177000
Fax: +972-4-6275598

EC REP Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Niemcy



lp.itamar-medical.com/symbols-glossary

2797

WatchPAT™ ONE

Domowy jednorazowy test pod kątem bezdechu sennego



Szczegółowa instrukcja użycia

Zeskanować poniższy kod QR, aby pobrać aplikację WatchPAT™ ONE



ZOLL itamar

WatchPAT™ONE | Szczegółowa instrukcja użycia | Domowy jednorazowy test pod kątem bezdechu sennego

Niniejszy przewodnik zawiera szczegółowe informacje wyjaśniające sposób prawidłowego korzystania z domowego jednorazowego testu bezdechu sennego WatchPAT™ONE.

Przed zastosowaniem urządzenia WatchPAT™ONE:

- Sprawdzić, czy połączenie z Internetem jest włączone i przygotować telefon, urządzenie WatchPAT™ONE oraz kod PIN.
- Zdjąć obcisłą odzież, biżuterię i dodatki.
- Wybrać palec u ręki niedominującej, oprócz kciuka (jeżeli palce są duże, użyć małego palca).
- Przyciąć paznokcie na wybranym palcu i usunąć z niego lakier lub sztuczny paznokieć.

Uwaga: należy używać wyłącznie baterii alkalicznych AAA.


Baterię należy włożyć do urządzenia dopiero bezpośrednio przed położeniem się spać.

1. Na telefon pobrać aplikację WatchPAT™ONE (jest ona dostępna w sklepie App Store oraz Google Play).

2. Otworzyć aplikację WatchPAT™ONE i udzielić wszystkich wymaganych zezwoleń. Zezwolenia te są niezbędne do działania aplikacji. Wyjąć urządzenie WatchPAT™ONE z opakowania. Aby zapoznać się z aplikacją i dowiedzieć się, jak skonfigurować urządzenie WatchPAT™ONE, można kliknąć link Skróconej instrukcji obsługi. Po ukończeniu przygotowań nacisnąć przycisk „Rozpocznij konfigurację”.

Rozpocznij konfigurację

3. Włożyć baterię do urządzenia WatchPAT™ONE. Po zakończeniu nacisnąć przycisk >.




4. Przygotowanie:

- Telefon musi pozostać podłączony do prądu przez całą noc i przez ten czas nie może w nim być włączony tryb samolotowy.
- Wyłączyć wszelkie zbędne urządzenia elektroniczne w pokoju.
- Upewnić się, że telefon znajduje się w odległości nie większej niż 5 metrów (15 stóp) od urządzenia WatchPAT™ONE.
- Wymagane jest rejestrowanie danych przez co najmniej 6 godzin.

5. Wpisać czterocyfrowy kod PIN podany przez gabinet lekarski lub usługodawcę i nacisnąć przycisk >.



6. Założyć urządzenie WatchPAT™ONE na rękę niedominującą. Upewnić się, że nie jest ono ani za luźne, ani za ciasne. Po zakończeniu nacisnąć przycisk >.




7. Jeżeli urządzenie WatchPAT™ONE zawiera czujnik na klatkę piersiową:

- W razie potrzeby przyciąć owłosienie na klatce piersiowej, aby mieć pewność, że czujnik będzie przylegał bezpośrednio do skóry.
- Przetoczyć czujnik do mocowania na klatce piersiowej przez rękaw i dalej aż do otworu na głowę.
- Usunąć biały papier z tylnej strony czujnika.
- Przyłożyć czujnik do środka górnej kości w klatce piersiowej, tuż pod wcięciem szyjnym.
- Zaleca się zabezpieczenie czujnika na miejscu za pomocą taśmy medycznej. Po zakończeniu nacisnąć przycisk >.



8. Badany palec w całości wsunąć do pulsoksymetru. Patrząc na grzbiet dłoni, musi być widać naklejkę z napisem TOP. Końcówką pulsoksymetru docisnąć do twardego podłoża (takiego jak blat stołu) i powoli pociągnąć etykietę TOP do siebie, aby wyjąć ją z pulsoksymetru.



9. Kliknąć przycisk „Rozpocznij nagrywanie”, aby rozpocząć badanie snu. Należy pamiętać o pozostawieniu telefonu podłączonego do ładowania.

Rozpocznij nagrywanie

10. Rano nacisnąć przycisk „Zakończ nagrywanie” i poczekać kilka minut, aż urządzenie WatchPAT™ONE zakończy transmisję danych. Po zakończeniu transmisji danych przestana zostanie wiadomość z gratulacjami. Po otrzymaniu wiadomości nacisnąć przycisk „Zamknij aplikację”.

Zakończ nagrywanie

Zamknij aplikację

11. Zdjąć czujnik z klatki piersiowej, pulsoksymetr i urządzenie WatchPAT™ONE. Urządzenie WatchPAT™ONE należy zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.