

WatchPAT™ ONE

Engangs- og hjemmetest for søvnapnø

WatchPAT™ ONE Green-programmet

Du kan deltage i WatchPAT™ ONE Green-programmet*. Alt, hvad du skal gøre, når søvntesten er udført, er følgende:

1. Fjern batteriet fra WatchPAT™ ONE -enheden og sæt enheden tilbage i kassen.
2. Besøg: www.itamar-medical.com/greenprogram, udfyld formularen og udskriv det frankerede svarmærkat.
3. Fastgør mærkatet på kassen og send den tilbage os, det er helt gratis.

Tak for din hjælp med at gøre verden grønnere!

*WatchPAT™ ONE Green-programmet er tilgængeligt i bestemte lande.

⚠️ **Vigtige bemærkninger:**

- WatchPAT™ ONE er beregnet til patienter med mistanke om søvnrelaterede åndedrætslidelser.
- WatchPAT™ ONE er til engangsbrug. Genbrug af engangsprodukter kan medføre tværkontaminering.
- I tilfælde af en alvorlig hændelse skal du kontakte din læge og Itamars servicekontor for at modtage yderligere anvisninger.
- Opbevaring og driftstemperaturer 0 °C - 40 °C
- Forsøg ikke at tilslutte eller frakoble nogen del af enheden.
- Forsøg ikke at indføre et fremmedobjekt i enheden.
- Forsøg under ingen omstændigheder selv at reparere WatchPAT™ ONE-enheden.
- WatchPAT™ ONE bør ikke give ubehag eller smerte. Hvis du oplever meget kraftigt ubehag, skal du fjerne WatchPAT™ ONE-enheden og ringe til helpdesken.
- Kontroller batteriet visuelt, før det indsættes, for tegn på udvidelse, revner, lækage eller andre fejl.
- Før brug af WatchPAT™ ONE skal patienten oplæres af personale på hospitalet.

REF:0M1218Z09 Version 5 2023-12

Se den trinvise videovejledning på
watchpatone-howtouse.com



Hvis du har spørgsmål, så kontakt
ZOLL Itamar™ medicinsk hjælp på tlf.:
1-888-748-2627

ZOLL itamar

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Israel
Tlf.: +972-4-6177000,
Fax: +972-4-6275598

EC REP Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Tyskland



CE

MD

lp.itamar-medical.com/symbols-glossary

2797

WatchPAT™ ONE

Engangs- og hjemmetest for søvnapnø



Trinvis vejledning

Scan QR-koden
nedenfor for at
downloade
WatchPAT™ ONE-
applikationen



Download on the
App Store



GET IT ON
Google play

ZOLL itamar

Denne vejledning forklarer dig trin for trin, hvordan du bruger WatchPAT™ONE-hjemmetest til søvnapnø korrekt.

Før du påfører WatchPAT™ONE:

- + Sørg for, at du har adgang til internettet, din telefon, WatchPAT™ONE-enheden og PIN-koden
 - + Fjern tætsiddende beklædning, smykker og tilbehør.
 - + Vælg en finger på din venstre hånd (hvis du er højrehåndet, eller omvendt), undtagen tommelfingeren (hvis du har lange fingre, anvend lillefingeren).
 - + Klip fingerneglen, og fjern neglelak eller eventuel kunstig negl fra den valgte finger.
- Bemærk: Brug kun alkaline AAA-batterier.
Indsæt ikke batteriet, før du er klar til at gå i seng.


1. Download WatchPAT™ONE-appen på din telefon (fra App Store eller Google Play Store).

2. Åbn WatchPAT™ONE-appen og accepter alle de anmodede tilladelser. Denne tilladelse er nødvendig for, at applikationen kan anvendes. Tag WatchPAT™ONE ud af kassen. Du kan klikke på linket med hurtigvejledning for en gennemgang af appen og hvordan du opsætter WatchPAT™ONE-enheden.

Tryk på knappen "Start opsætning", når du er klar.

Start opsætning

3. Sæt batteriet i WatchPAT™ONE-enheden.
Tryk derefter på >.




4. Forberedelse:

- Sørg for, at telefonen er tilsluttet hele natten og ikke er i flytilstand.
- Sluk for unødvendige elektroniske enheder i værelset.
- Sørg for, at mobiltelefonen ikke er længere end 5 meter fra WatchPAT™ONE-enheden.
- Der kræves mindst 6 timers dataoptagelse.

5. Indtast den 4-cifrede PIN-kode leveret af din læge eller udbyder og tryk på >.



6. Placer WatchPAT™ONE-enheden på enten din venstre hånd (hvis du er højrehåndet) eller omvendt. Sørg for, at hverken sidder for stramt eller for løst. Tryk derefter på >.




7. Hvis din WatchPAT™ONE-enhed har en brystsensor:

- Efter behov trimmes brysthår, så sensoren har direkte kontakt med huden.
- Før brystsensoren gennem ærmet og op til halsåbningen.
- Træk det hvide papir fra bagsiden af sensoren.
- Fastgør sensoren til midten af dit øverste brystben lige under "hakket" i brystbenet.
- Det anbefales at fæstne sensoren med medicinsk tape. Tryk derefter på >.



8. Sæt den testede finger helt ind i sonden. Sørg for, at mærkatet med TOP er synligt, når du ser på bagsiden af hånden. Skub spidsen af sonden mod en hård overflade (f.eks. et bordoverflade) og træk langsomt TOP-mærket tilbage for at fjerne det fra sonden.



9. Klik på Knappen "Start optagelse" for at starte søvnundersøgelsen. Din telefon skal være tilsluttet opladeren.

Start optagelse

10. Om morgenen skal du trykke på knappen "Stop optagelse" og vente på at WatchPAT™ONE-enheden afslutter dataoverførslen. Efter afsluttet dataoverførsel modtager du en bekræftelse.

Stop optagelse

Luk app

Efter modtagelse klikkes på "Luk app".

11. Fjern brystsensor, sonde og WatchPAT™ONE-enhed. Bortskaf WatchPAT™ONE-enheden ifølge lokale regler.