

WatchPAT™ ONE

Vienreizējās lietošanas mājas miega apnojas tests

WatchPAT™ ONE Green programma

Lai piedalītos WatchPAT™ ONE Green programmā*, pēc miega testa veikšanas rīkojieties šādi:

1. Izņemiet bateriju no WatchPAT™ ONE ierīces un ielieciet ierīci atpakaļ kastē.
2. Apmeklējiet www.itamar-medical.com/greenprogram, aizpildiet veidlapu un izdrukājiet iepriekšapmaksāto atpakaļsūtīšanas etiķeti.
3. Uzlīmējiet etiķeti uz kastes un nosūtiet to atpakaļ mums – pilnīgi bez maksas.

Paldies, ka palīdzat veidot zaļāku pasauli!

*WatchPAT™ ONE Green programma ir pieejama noteiktās valstīs.

⚠ Svarīgas piezīmes

- WatchPAT™ ONE ir indicēts pacientiem, kuriem, iespējams, ir ar miegu saistīti elpošanas traucējumi.
- WatchPAT™ ONE ir paredzēts vienreizējai lietošanai. Vienreizlietojamo izstrādājumu atkārtota izmantošana var izraisīt savstarpēju piesārņojumu.
- Ja notiek nopietns negadījums, sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu un Itamar pakalpojumu biroju, lai saņemtu turpmākus norādījumus.
- Glabāšanas un lietošanas temperatūras 0°C - 40°C
- Nemēģiniet savienot vai atvienot nevienu ierīces daļu.
- Nemēģiniet ierīcē ievietot svešķermeņus.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet patstāvīgi remontēt WatchPAT™ ONE ierīci.
- WatchPAT™ ONE nevajadzētu radīt nekādu diskomfortu un sāpes. Ja rodas nepanesams diskomforts, noņemiet WatchPAT™ ONE ierīci un zvaniet palīdzības dienestam.
- Pirms ievietošanas vizuāli pārbaudiet bateriju, lai pārliecinātos, ka tā nav uzbriedusi, saplaisājusī, nav noplūdes vai arī tai nav citu defektu.
- Pirms WatchPAT™ ONE lietošanas pacientu jāapmāca klīniskajam personālam.

Lai saņemtu detalizētu video instrukciju, lūdzu, apmeklējiet watchpatone-howtouse.com



Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar
ZOLL Itamar™ medicīniskās palīdzības dienestu
pa tālruni:
1-888-748-2627

ZOLL itamar



Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Izraēla
Tālr.: +972-4-6177000,
F.: +972-4-6275598

EC REP Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main
Vācija



2797



lp.itamar-medical.com/symbols-glossary

WatchPAT™ ONE

Vienreizējās lietošanas mājas miega apnojas tests



Instrukcijas soli pa solim

Skenējiet QR kodu
zemāk, lai lejupielādētu
WatchPAT™ ONE lietotni



ZOLL itamar

Šī pamācība jums soli pa solim parādīs, kā pareizi lietot WatchPAT™ONE mājas miega apnojas testu.

Pirms uzliekat WatchPAT™ONE:

- ✦ Pārliecinieties, ka jums ir piekļuve internetam, savs tālrunis, ierīce WatchPAT™ONE un PIN kods.
- ✦ Noņemiet pieguļošu apģērbu, rotaslietas un aksesuārus.
- ✦ Izvēlieties kādu no rokas pirkstiem, izņemot īkšķi (ja jums ir lieli pirksti, izmantojiet mazo pirkstiņu).
- ✦ Apgrieziet nagu un noņemiet no izvēlētajā pirksta nagu laku vai mākslīgo nagu.


Ievērojiet: izmantojiet tikai sārnu AAA bateriju.

Neievietojiet bateriju, līdz esat gatavi doties gulēt.

1. Lejupielādējiet lietotni WatchPAT™ONE savā tālrunī (pieejama App Store un Google Play veikalā).

2. Atveriet lietotni WatchPAT™ONE un sniedziet visas pieprasītās atļaujas. Šīs atļaujas ir nepieciešamas lietotnes darbībai. Izņemiet WatchPAT™ ONE no kastes. Varat noklikšķināt uz īsās rokasgrāmatas saites, lai apskatītu lietotnes demonstrāciju, kurā parādīts, kā iestatīt ierīci WatchPAT™ONE. Nospiediet dalīšanas pogu, kad būsiet gatavs.

Sākt iestatīšanu



3. Ievietojiet bateriju WatchPAT™ONE ierīcē. Kad tas paveikts, nospiediet >.

4. Sagatavošana:

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir pievienots tīklam un nav ieslēgts lidojuma režīmā.
- Izslēdziet visas nevajadzīgās elektroniskās ierīces telpā.
- Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis atrodas ne tālāk kā 5 metrus no WatchPAT™ONE ierīces.
- Nepieciešams vismaz 6 stundu datu ieraksts.

5. Ievadiet 4 ciparu PIN kodu, ko sniedzis jūsu ārsts vai pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet >.



6. Uzlieciet ierīci WatchPAT™ONE uz tās rokas, kas nav dominējošā. Pārliecinieties, ka tā nav ne pārāk cieša, ne pārāk vaļīga. Kad tas paveikts, nospiediet >.



7. Ja jūsu WatchPAT™ONE ierīcei ir krūšu sensors:

- Ja nepieciešams, noskujiet apmatojumu uz krūtīm, lai nodrošinātu, ka sensors ir piestiprināts tieši pie ādas.
- Ievelciet krūšu sensoru caur piedurkni līdz kakla atverei.
- Noņemiet balto papīru no sensora aizmugures.
- Piestipriniet sensoru pie krūškurvja augšdaļas kaula centra, tieši zem kakla.
- Sensoru ieteicams nostiprināt vietā, izmantojot medicīnisko lentu. Kad tas paveikts, nospiediet >.



8. Ievietojiet testējamo pirkstu līdz galam zondē. Pārliecinieties, ka uzlīme ar norādi TOP ir redzama, skatoties uz jūsu plaukstu mugurpusi. Piespiediet zondes galu pret cietu virsmu (piemēram, galdu) un pavelciet atpakaļ TOP cilni, lai noņemtu to no zondes.



9. Noklikšķiniet uz pogas "Sākt ierakstīšanu", lai sāktu miega pētījumu. Atstājiet tālruni pievienotu lādētājam.

Sākt ierakstīšanu

10. No rīta nospiediet pogu "Beigt ierakstīšanu" un uzgaidiet, līdz ierīce WatchPAT™ONE pabeigs datu pārraidi. Kad datu pārsūtīšana būs pabeigta, jūs saņemsit apsveikuma ziņojumu.

Pēc saņemšanas nospiediet "Aizvērt lietotni".

Beigt ierakstīšanu

Aizvērt lietotni

11. Noņemiet krūškurvja sensoru, uzliktni un WatchPAT™ONE ierīci. Utilizējiet WatchPAT™ONE ierīci saskaņā ar vietējiem noteikumiem.