

WatchPAT™ ONE

Домашен тест за сънна апнея
за еднократна употреба

Зелена програма на WatchPAT™ ONE

За да вземете участие в Зелена програма на WatchPAT™ ONE*, ето всичко, което трябва да направите, след като завършите своя тест за сън:

1. Извадете батерията от устройството WatchPAT™ ONE и го върнете в кутията му.
2. Посетете: www.itamar-medical.com/greenprogram, попълнете формуляра и отпечатайте предплатения етикет за връщане.
3. Залепете етикета върху кутията и ни я изпратете обратно – напълно безплатно. Благодарим Ви, че ни помагате да направим света по-зелен!

*Зелена програма на WatchPAT™ ONE се предлага в определени страни.

⚠ Важни забележки:


- WatchPAT™ ONE е показан за пациенти, за които се подозира, че имат дихателни нарушения, свързани със съня.
- The WatchPAT™ ONE е за еднократна употреба. Повторната употреба на продукти за еднократна употреба може да причини кръстосано замърсяване.
- В случай на сериозен инцидент се свържете с Вашия медицински специалист и сервизния офис на Itamar, за да получите допълнителни инструкции.
- Температура на съхранение и работа 0 °C- 40 °C.
- Не се опитвайте да свързвате или разглобявате части от устройството.
- Не се опитвайте да вкарате никакви чужди предмети в устройството.
- При никакви обстоятелства не се опитвайте да поправяте устройството WatchPAT™ ONE сами.
- WatchPAT™ ONE не би трябвало да причинява дискомфорт или болка. Ако изпитате непоносим дискомфорт, отстранете устройството WatchPAT™ ONE и се обадете на помощния център.
- Проверете визуално батерията преди да я поставите, за да се уверите, че не е издута, напукана, не тече и няма други дефекти.
- Преди да използва WatchPAT™ ONE, пациентът трябва да бъде обучен от клиничния персонал.

За видеоинструкции стъпка по стъпка, моля, посетете watchpatone-howtouse.com



Ако имате въпроси, свържете се
с помощния център на ZOLL Itamar™
на телефон:
1-888-748-2627

ZOLL itamar

 **Itamar Medical Ltd.**
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900 Israel
T: +972-4-6177000,
Ф: +972-4-6275598

 **Arazy Group GmbH**
The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Германия




 MD

lp.itamar-medical.com/symbols-glossary

2797

WatchPAT™ ONE

Домашен тест за сънна апнея за
еднократна употреба



Инструкции стъпка по стъпка

Сканирайте QR
кода по-долу,
за да изтеглите
приложението
WatchPAT™ ONE



ZOLL itamar

WatchPAT™ONE | Ръководство с инструкции стъпка по стъпка | Домашен тест за сънна апнея за еднократна употреба

Това ръководство ще Ви води стъпка по стъпка и ще Ви покаже как да използвате правилно домашния тест за сънна апнея WatchPAT™ONE.

Преди да приложите WatchPAT™ONE:


- ✦ Уверете се, че имате достъп до интернет, Вашия телефон, устройството WatchPAT™ONE и ПИН код.
 - ✦ Свалете тесните дрехи, бижутата и аксесоарите.
 - ✦ Изберете пръст на недоминиращата си ръка, с изключение на палеца (ако имате големи пръсти, използвайте кутрето).
 - ✦ Подрежете нокътя и премахнете лака или изкуствения нокът от избрания пръст.
- Забележка: Използвайте само алкална батерия AAA. Не поставяйте батерията, докато не сте готови за лягане.

1. Изтеглете приложението WatchPAT™ONE на мобилното си устройство (предлага се в Apple App Store и Google Play Store).

2. Отворете приложението WatchPAT™ONE и позволете всички искани разрешения. Тези разрешения са необходими, за да работи приложението. Извадете WatchPAT™ONE от кутията. Можете да кликнете върху връзката за краткото ръководство за обиколка на приложението, демонстрираща как да настроите устройството WatchPAT™ONE. Натиснете бутона „Begin Setup“, когато сте готови.

Начало на настройката

3. Поставете батерията в устройството WatchPAT™ONE. Когато сте готови, натиснете >



4. Подготовка:

- Погрижете се телефонът Ви да остане включен през нощта и да не бъде в режим на полет.
- Изключете всички ненужни електронни устройства в помещението.
- Уверете се, че телефонът Ви се намира на не повече от 15 фута/5 метра от устройството WatchPAT™ONE.
- Необходими са поне 6 часа запис на данни.

5. Въведете 4-цифрения ПИН код, предоставен от лекарския кабинет или доставчика, и натиснете >



6. Поставете устройството WatchPAT™ONE на недоминиращата си ръка. Уверете се, че не е нито прекалено стегнато, нито прекалено хлабаво. Когато сте готови, натиснете >



7. Ако Вашето устройство WatchPAT™ONE включва гръден сензор:

- Ако е необходимо, подстрижете космите на гърдите, за да сте сигурни, че сензорът е прикрепен директно към кожата Ви.
- Плъзнете гръдния сензор през ръкава си и нагоре до деколтето.
- Отлепете бялата хартия от задната страна на сензора.
- Прикрепете сензора към центъра на горната част гръдната кост, точно под гръдната вдлъбнатина.
- Препоръчително е да закрепите сензора неподвижно с медицинска лепенка. Когато сте готови, натиснете >



8. Вкарайте тествания пръст докрай в сондата. Уверете се, че стикерът с надпис TOP се вижда, когато гледате опакото на ръката си. Натиснете върха на сондата към твърда повърхност (напр. маса) и бавно издърпайте лепенката TOP, за да го извадите от сондата.



9. Сега кликнете бутона „Start recording“, за да започнете изследването на съня си. Не забравяйте да оставите телефона си включен към зарядното устройство.

Начало на записа

10. На сутринта, натиснете бутона „Stop Recording“ и изчакайте няколко минути, докато устройството WatchPAT™ONE не завърши предаването на данните. След приключване на предаването на данните ще получите поздравително съобщение.

Край на записа

Затваряне на приложението

След като го получите, натиснете „Close App“.

11. Отстранете сензора за гръдния кош, сондата и устройството WatchPAT™ONE. Моля, изхвърлете устройството WatchPAT™ONE в съответствие с местните разпоредби.