

WatchPAT™ ONE

Jednokratni kućni test za apneju u snu

Zeleni program WatchPAT™ ONE

Kako biste sudjelovali u zelenom programu WatchPAT™ ONE*, evo što sve trebate uraditi nakon što dovršite test spavanja:

1. Izvadite bateriju iz uređaja WatchPAT™ ONE i vratite uređaj u njegovu kutiju.
2. Posjetite: www.itamar-medical.com/greenprogram, ispunite obrazac i ispišite unaprijed plaćenu povratnu oznaku.
3. Zalijepite oznaku na kutiju i pošaljite nam je potpuno besplatno.

Hvala što svijet činite zelenijim!

*Zeleni program WatchPAT™ ONE dostupan je u određenim državama.

⚠ Važne napomene:

- WatchPAT™ ONE indiciran je za pacijente za koje se sumnja da imaju disajne probleme povezane sa spavanjem.
- WatchPAT™ ONE namijenjen je samo za jednokratnu uporabu. Ponovna uporaba jednokratnih proizvoda može uzrokovati križnu kontaminaciju.
- U slučaju ozbiljnog incidenta, obratite se zdravstvenom djelatniku i servisnom uredu tvrtke Itamar za više uputa.
- Temperature za skladištenje i rad 0 °C – 40 °C.
- Ne pokušavajte spojiti ili odspojiti bilo koji dio jedinice.
- Ne pokušavajte uvesti bilo koji strani predmet u jedinicu.
- Ni u kakvim okolnostima ne pokušavajte sami popraviti uređaj WatchPAT™ ONE.
- WatchPAT™ ONE ne bi trebao izazvati nikakvu nelagodu ili bol. Ako osjetite nepodnošljivu nelagodu, uklonite uređaj WatchPAT™ ONE i nazovite službu za pomoć.
- Vizualno pregledajte bateriju prije umetanja kako biste bili sigurni da nije natečena, napuknuta, da nema curenja ili bilo kojeg drugog kvara.
- Prije uporabe uređaja WatchPAT™ ONE, kliničko osoblje treba obučiti pacijenta.

REF 0142193485 Rev. 5 12.2023.

Videozapis s postupnim uputama potražite na watchpatone-howtouse.com



Ako imate pitanja, možete se obratiti službi za pomoć tvrtke ZOLL Itamar™ Medical Help

Desk na:
1-888-748-2627

ZOLL itamar

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900 Izrael
T: +972-4-6177000,
F: +972-4-6275598

Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Njemačka

MD

lp.itamar-medical.com/symbols-glossary



2797

WatchPAT™ ONE

Jednokratni kućni test za apneju u snu



Vodič s postupnim uputama

Skenirajte QR kod u nastavku kako biste preuzeli aplikaciju WatchPAT™ ONE



Download on the
App Store



GET IT ON
Google play

ZOLL itamar

Ovaj vodič sadržava postupne upute i pokazuje pravilnu uporabu kućnog testa za apneju u snu WatchPAT™ONE.

Prije stavljanja uređaja WatchPAT™ONE:

- + Provjerite imate li pristup internetu, telefon, uređaj WatchPAT™ONE i PIN kôd.
- + Skinite usku odjeću, nakit i dodatke.
- + Odaberite prst na nedominantnoj ruci, izuzev palca (ako imate velike prste, koristite mali prst).
- + Odrežite nokat i uklonite lak ili umjetni nokat s odabranog prsta.


Napomena: koristite isključivo alkalnu bateriju AAA. Nemojte umetati bateriju dok niste spremni za spavanje.

1. Preuzmite aplikaciju WatchPAT™ONE na telefon (dostupno na trgovinama aplikacija App Store i Google Play Store).

2. Otvorite aplikaciju WatchPAT™ONE i dajte sve dozvole potrebne aplikaciji. Te su dozvole potrebne kako bi aplikacija mogla raditi. Izvadite WatchPAT™ONE iz kutije. Možete kliknuti poveznicu za brzi vodič aplikacije koji pokazuje kako postaviti uređaj WatchPAT™ONE. Kada budete spremni, pritisnite gumb „Begin Setup“ (Započni postavljanje).

Begin setup

3. Umetnite bateriju u uređaj WatchPAT™ONE. Pritisnite > kada završite.



4. Priprema:

- Vodite računa da telefon ostane uključen tokom noći i da nije u načinu rada zrakoplova.
- Isključite nepotrebne elektroničke uređaje u sobi.
- Provjerite nalazi li se telefon najviše 5 metara od uređaja WatchPAT™ ONE.
- Potrebno je najmanje 6 sati snimanja.

5. Unesite 4-znamenkasti PIN kôd koji ste dobili od ordinacije ili liječnika i pritisnite >.



6. Stavite uređaj WatchPAT™ONE na nedominantnu ruku. Provjerite da nije prejako ili prelabavo postavljen. Pritisnite > kada završite.



7. Ako vaš uređaj WatchPAT™ONE uključuje senzor za prsni koš:

- Po potrebi obrijte dlake na prsima kako bi se senzor pričvrstio direktno na kožu.
- Gurnite senzor za prsni koš kroz rukav do otvora na vratu.
- Odljepite bijeli papir s poledine senzora.
- Pričvrstite senzor u središte gornjeg dijela prsne kosti, točno ispod ureza prsne kosti.
- Preporučuje se pričvršćivanje senzora medicinskom trakom. Pritisnite > kada završite.



8. Umetnite ispitivani prst do kraja u sondu. Vodite računa da je naljepnica s oznakom TOP (Gore) vidljiva kada gledate nadlanicu. Gurnite vrh sonde uz tvrdnu površinu (kao što je stol) i polagano povlačite jezičak s oznakom TOP (Gore) kako biste ga izvadili iz sonde.



9. Kliknite gumb „Start recording“ (Započni snimanje) da započnete ispitivanje spavanja. Vodite računa da telefon ostavite povezanim s punjačem.

Start recording

10. Ujutro pritisnite gumb „Stop Recording“ (Završi snimanje) i pričekajte dok uređaj WatchPAT™ONE ne dovrši prijenos podataka. Nakon prijenosa podataka dobit ćete poruku s čestitkom. Kada dobijete poruku pritisnite „Close App“ (Zatvori aplikaciju).

Stop recording

Close App

11. Skinite senzor za prsni koš, sondu i uređaj WatchPAT™ONE. Odložite uređaj WatchPAT™ONE sukladno lokalnim propisima.