

WatchPAT™ ONE

Domači test za spalno apnejo za enkratno uporabo

Zeleni program WatchPAT™ ONE

Če želite sodelovati v zelenem programu WatchPAT™ ONE*, morate po opravljenem testu spanja storiti naslednje:

1. Odstranite baterijo iz naprave WatchPAT™ ONE in jo vrnite v škatlo.
2. Obiščite: www.itamar-medical.com/greenprogram, izpolnite obrazec, in natisnite frankirano nalepko za vračilo.
3. Nalepite nalepko na škatlo in nam jo pošljite nazaj – popolnoma brezplačno.

Hvala, ker pomagate ustvarjati bolj zeleni svet!

*WatchPAT™ ONE Green Program je na voljo v nekaterih državah.

⚠ Pomembne opombe:

- WatchPAT™ ONE je indiciran pri bolnikih, pri katerih obstaja sum na motnje dihanja, povezane s spanjem.
- Pripomoček WatchPAT™ ONE je za enkratno uporabo. Ponovna uporaba izdelkov za enkratno uporabo lahko povzroči navzkrižno kontaminacijo.
- V primeru resnega incidenta se obrnite na zdravstvenega delavca in Itamarjevo servisno službo, da dobite nadaljnja navodila.
- Skladiščna in obratovalna temperatura 0 °C - 40° C
- Nobenega dela enote ne poskušajte priključiti ali izključiti.
- V napravo ne poskušajte vstaviti nobenega tujega predmeta.
- V nobenem primeru ne poskušajte sami popraviti pripomočka WatchPAT™ ONE.
- Pripomoček WatchPAT™ ONE ne sme povzročati nelagodja ali bolečine. Če se pojavi neznosno nelagodje, odstranite napravo WatchPAT™ ONE in pokličite službo za pomoč uporabnikom.
- Baterijo pred vstavitvijo preglejte s prostim očesom in se prepričajte, da ni odebeltjena, razpokana, pušča ali ima kakšno drugo napako.
- Pred uporabo naprave WatchPAT™ ONE mora bolnika poučiti klinično osebje.



Za video navodila po korakih obiščite watchpatone-howtouse.com



Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na službo za medicinsko pomoč ZOLL Itamar™ na: **1-888-748-2627**

ZOLL itamar

Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea 3088900, Izrael
T: +972-4-6177000
F: +972-4-6275598

Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Nemčija



CE

2797

lp.itamar-medical.com/symbols-glossary

WatchPAT™ ONE

Domači test za spalno apnejo za enkratno uporabo



Priročnik po korakih

Skenirajte spodnjo QR kodo za prenos WatchPAT™ ONE aplikacije



Download on the App Store

GET IT ON Google play

ZOLL itamar

Ta priročnik vas bo vodil korak za korakom in vam pokazal, kako pravilno uporabljati pripomoček za domači test za spalno apnejo WatchPAT™ONE.

Pred uporabo pripomoček WatchPAT™ONE:

- + Prepričajte se, da imate dostop do interneta, telefon, pripomoček WatchPAT™ONE in kodo PIN.
- + Odstranite tesna oblačila, nakit in dodatke.
- + Izberite prst na nedominantni roki, razen palca (če imate velike prste, uporabite mezinček).
- + Obrežite nohte in z izbranega prsta odstranite lak za nohte ali umetne nohte.

Opomba: Uporabljajte le alkalno baterijo tipa AAA.


Baterije ne vstavljajte, dokler niste pripravljeni na spanje.

1. V telefon prenesite aplikacijo WatchPAT™ONE (na voljo v App Store in Google Play Store).

2. Odprite aplikacijo pripomočka WatchPAT™ONE in dajte za vse zahtevke dovoljenje. Ta dovoljenja so potrebna za delovanje aplikacije. Iz škatle vzemite pripomoček WatchPAT™ONE. S klikom na povezavo s hitrim vodnikom si lahko ogledate aplikacijo, ki prikazuje, kako nastaviti pripomoček WatchPAT™ONE. Ko ste pripravljeni, pritisnite gumb "Začni nastavitve".

Začni nastavitve

3. V pripomoček WatchPAT™ONE vstavite baterijo. Ko končate, pritisnite >.



4. Priprava:

- Prepričajte se, da je telefon čez noč priključen v električno omrežje in da ni v načinu letenja.
- Izklopite vse nepotrebne elektronske naprave v prostoru.
- Prepričajte se, da je vaš telefon oddaljen največ 5 metrov od pripomočka WatchPAT™ONE.
- Potrebnih je vsaj 6 ur beleženja podatkov.

5. Vnesite 4-mestno kodo PIN, ki vam jo je posredovala zdravniška ordinacija ali ponudnik, in pritisnite >.



6. Pripomoček WatchPAT™ONE si namestite na nedominantno roko. Zagotovite, da namestitev ni pretesna ali preohlapna. Ko končate, pritisnite >.



7. Če vključuje vaš pripomoček WatchPAT™ONE senzor za prsni koš:

- Po potrebi obrežite dlake na prsni, da bo senzor pritrjen neposredno na kožo.
- Senzor na prsni potisnite skozi rokav do vratne odprtine.
- Odlepiti bel papir s hrbtne strani senzora.
- Senzor pritrdite na prsnico, tik pod prsnično vdolbino.
- Priporočljivo je, da senzor pritrdite z medicinskim trakom. Ko končate, pritisnite >.



8. Testirani prst vstavite do konca v sondo. Prepričajte se, da je ob pogledu na hrbtno stran roke vidna nalepka z oznako TOP. Konico sonde pritisnite ob trdo površino (npr. mizo) in počasi povlecite nazaj VRHNI jeziček, da ga odstranite s sonde.



9. S klikom na gumb "Začni snemanje" začnete študijo spanja. Prepričajte se, da je telefon priključen na polnilnik.

Začni snemanje

10. Zjutraj pritisnite gumb "Prenehaj snemati" in počakajte, da pripomoček WatchPAT™ONE konča prenašanje podatkov. Po končanem prenosu podatkov boste prejeli sporočilo s čestitkami.

Prenehaj snemati

Zaprte aplikacijo aplikacijo

Po prejemu pritisnite "Zaprte aplikacijo".

11. Odstranite senzor prsnega koša, sondo in pripomoček WatchPAT™ONE. Pripomoček WatchPAT™ONE odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.